

Askina® Biofilm Transpernt



חבישה הידרוקולואידית דקה, שקופה וסטרילית, בעלת יכולת ספיחה של הפרשה מועטה תוך שמירה על לחות בסביבת הפצע

התוויה:

פצעים בשלב האפיטליזציה עם הפרשה מועטה וקרעי עור משמשת גם כחבישה משנית.

תיאור המוצר:

דקה וגמישה מתאימה לקימורי הגוף, שקופה, מאפשרת בקרה על החלמת הפצע, אינה חדירה למים, שומרת על לחות הפצע ומגנה בפני מזהמים.

אופן השימוש:

- 1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע- החבישה ניתנת לגזירה
- 2) יש להסיר את הנייר המגן המודפס
- 3) יש להצמיד את הצד הדביק למיטת הפצע
- 4) יש להסיר את שכבת ההגנה החיצונית
- 5) יש לוודא שהחבישה נדבקה, אין צורך בקיבוע נוסף
- 6) ניתן להשאיר בהתאם לכמות הפרשה ועד 7 ימים

BR008/01 FEB.-16

| שם פריט | כמות באריזה | קוד ירפא | מק"ט כללית | מק"ט מכבי | מק"ט לאומית | מק"ט מאוחדת | מק"ט ישראל |
|------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| ASKINA BIOFILM TRANSPARENT 10X10CM | 10 | 81445 | 1000055696 | | | | 3800411087 |
| ASKINA BIOFILM TRANSPARENT 15X15CM | 10 | 81446 | 1000055691 | | | | |
| ASKINA BIOFILM TRANSPARENT 20X20CM | 10 | 81447 | 1000055692 | | | | |