

Askina® Thinsite



חבישה דקה במיוחד עם גמישות מקסימלית להתאמה מדויקת לאיברי הגוף.

התוויה:

לקרעי עור, פצעים יבשים עד הפרשה מועטה וכן לאזורים אנטומיים בעיתיים לאטימה. משמשת גם כחבישה משנית

תיאור המוצר:

חבישה דקה במיוחד (1 מ"מ) בעלת גמישות גבוהה ויכולת התאמה למתארים אנטומיים כגון עכוז, הפרדה בין האצבעות ועוד

אופן השימוש:

- 1 יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע- החבישה ניתנת לגזירה
- 2 יש להסיר את נייר המגן המודפס
- 3 יש להצמיד את הצד הדביק למיטת הפצע
- 4 יש לוודא שהחבישה נדבקה, אין צורך בקיבוע נוסף
- 5 החלפת החבישה תתבצע לאחר 4 ימים לכל היותר או בהתאם לכמות ההפרשה

BR030/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA THINSITE 10X10CM	10	81425					3800410947
ASKINA THINSITE 15X15CM	10	81426					3800410954
ASKINA THINSITE 20X20CM	5	67444					