

Askina® Hydro



חבישה הידרוקולואידית עבה מהדור החדש, עם יכולת ספיגת הפרשות גבוהה

התוויה:

פצעים בשלב האפיטליזציה עם הפרשה מועטה וקרעי עור משמשת כחבישה משנית.

תיאור המוצר:

יכולת ספיגה לזמן ארוך, ספיחה גבוהה באמצעות הג'ל בחבישה 5-7 ימים. מסייעת בהפחתת ריח.

אופן השימוש:

- 1 יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע- החבישה ניתנת לגזירה
- 2 יש להסיר את נייר המגן המודפס
- 3 יש להצמיד את הצד הדביק למיטת הפצע
- 4 יש לוודא שהחבישה נדבקה, אין צורך בקיבוע נוסף
- 5 החלפת החבישה תתבצע לאחר 5-7 ימים לכל היותר או כאשר נוצרת בועה לבנה בגודל הפצע

BR035-01 FEB-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA HYDRO 10X10CM	10	81444					3800411080
ASKINA HYDRO 15X15CM	10	81442					3800411066
ASKINA HYDRO 20X20CM	10	81443					