

Askina® Silent חדש



חבישה רשתית עשויה מסיליקון

התוויה:

בידוד בין פצע לחבישה משנית למניעת הדבקה וכן לאזורים תורמים

תיאור המוצר:

עשויה מחומר נוח וקל להתאמה לא ארוג, מצופה משני הצדדים בשכבת סיליקון רכה. החבישה משמשת כשכבת הגנה לפצע המתאימה את עצמה למבנה שטח הפנים של הפצע ונדבכת בצורה בטוחה לעור שמסביבו. אין מסרציה - העברת נוזלים אנכית, היפואלרגנית (לא מכיל תוצרי נפט), ניתן להסיר ולמקם שוב.

אופן השימוש:

- 1 יש לבחור חבישה בגודל המתאים- ניתן לגזור ולהתאים לשטח הפצע
- 2 יש להסיר את שכבת הפלסטיק המגנה
- 3 יש להניח את החבישה על מיטת הפצע ואז להסיר את שכבת הפלסטיק השנייה
- 4 יש להניח חבישה משנית סופגת כדוגמת Askina® Foam
- 5 להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים.

BR006/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA SILNET 5 X 7.5 CM	10	56764					
ASKINA SILNET 10 X 7.5 CM	10	48963					
ASKINA SILNET 10 X 18 CM	10	48969					
ASKINA SILNET 20 X 30 CM	5	56765					