

## תכשירי Revamil®

- מגוון מוצרים בתצורות מגוונות לטיפול בסוגי פצעים שונים
- אפקט אנטיבקטריאלי ייחודי המשלב בתוכו אנזים גלוקוז אוקסידאז.
- pH נמוך
- ריכוז אוסמולרי גבוה
- מניעה וטיפול בריח מהפצע.
- יעילות כנגד ביופילם.
- לא רעיל לתאים החיניים לתהליך ריפוי הפצע.

סדרת תכשירי Revamil® מבוססים על דבש טהור המופק בחממות בתנאים מבוקרים, לריפוי פצעים וכוויות. סדרת Revamil® כוללת דבש משולב עם קולגן, אלגינט, ג'ל ובאלם. לדבש אפקט אנטי בקטריאלי המושג ע"י רמת אינזים (גלוקוז אוקסידאז) קבועה גבוהה ושחרור הדרגתי של מימן פרואוקסיד ( $H_2O_2$ ) המשמיד את החיידקים ביעילות ובאופן מתמשך. ל-Revamil® יעילות מוכחת במניעת היווצרות ביופילם (Biofilm) ופירוקו.

## סדרת המוצרים כוללת:

### Revamil® Gel

ג'ל הידרופילי 100% דבש טהור

מתאים לטיפול בפצעים כרוניים מזהמים עם כמות הפרשה מועטה-בינונית. מתאים גם לשימוש בפצעים עמוקים, תעלות, סינוסים ולאפטות בפה.



#### הוראות שימוש:

1. יש לנקות את הפצע היטב וליבש בעדינות.
2. יש למרוח שכבה אחידה ודקה (כ-1 מ"מ על כל מיטת הפצע).
3. Revamil® Gel אינו מחייב חבישה משנית.
- ניתן לכסות את ה-Revamil® Gel בגאזה או בכל חבישה משנית אחרת. במידה והפצע מפריש יש להניח חבישה סופגת.
4. החלפת Revamil® Gel בתדירות של 1-4 ימים בהתאם לכמות ההפרשה.

### Revamil® Wound Dressing

חבישת דבש סופוגה ב-100% דבש טהור

מתאימה לטיפול בפצעים כרוניים, שטחיים ומזהמים עם כמות הפרשה מועטה-בינונית. חבישת דבש שאינה נדבקת לפצע ולשכבת הגרנולציה עם אפקט של שחרור איטי של דבש למיטת הפצע.

Revamil® Wound Dressing ניתנת לגזירה.

#### הוראות שימוש:

1. יש לנקות את הפצע היטב וליבש בעדינות.
2. יש לפתוח את אריזת הכסף החיצונית.
3. יש לגזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע (ללא שוליים).
- ניתן להשתמש בשארית החבישה במידה ושומרים אותה בתוך אריזת הכסף.
4. יש להסיר צד אחד של כיסוי ההגנה השקוף.
5. יש להניח את החבישה על הפצע ולהסיר את כיסוי ההגנה הנוסף (שנמצא כלפי חוץ הפצע).
6. יש לקבוע את החבישה באמצעות פלסטר, חבישה דביקה או חבישה סופגת במידה והפצע מפריש.
7. החלפת Revamil® Wound Dressing בתדירות של 1-4 ימים בהתאם לכמות ההפרשה.





### Revamil® Collagen דבש בשילוב עם קולגן

מתאים לפצעים נקיים  
שאינם נרפאים ("תקועים")  
עם כמות הפרשה מועטה-  
בינונית במטרה לעודד בניה של  
רקמת גרעון (גרנולציה).  
חבישת Revamil® Collagen ניתנת לגזירה.

#### הוראות שימוש:

- יש לנקות את הפצע היטב וליבש בעדינות.
- יש לפתוח את האריזה ולהשתמש בחבישה מיד עם פתיחתה.
- יש לגזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע (ללא שוליים).
- יש לדאוג שהחבישה תכסה היטב את כל מיטת הפצע.
- במידה והפצע אינו מפרש, יש ללחח את החבישה במעט מים פיסיולוגיים (סליין).
- יש לקבע את חבישת ה- Revamil® Collagen באמצעות גאזה, חבישה דביקה או כל חבישה משנית אחרת.
- Revamil® Collagen נספג במלואו אחרי מספר ימים בפצע (בהתאם לכמות ההפרשה). אין להסיר שאריות של Revamil® Collagen שלא נספגו בפצע.
- כאשר כל ה- Revamil® Collagen נספג בפצע, זה הזמן לשים חבישה חדשה.
- אין להשתמש בחבישה אם נשארה פתוחה או בשארית החבישה לאחר גזירתה.



### Revamil® Melginate דבש בשילוב עם אלגינט (אצות ים)

מתאים לטיפול בפצעים אקוטיים וכרוניים מזוהמים עם כמות הפרשה בינונית-גבוהה ולפצעים עמוקים.  
יריעת Revamil® Melginate ניתנת לגזירה.

#### הוראות שימוש:

- יש לנקות את הפצע היטב וליבש בעדינות.
- יש לפתוח את אריזת הכסף החיצונית ואת אריזת הפלסטיק השקופה.
- יש לגזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע (ללא שוליים). בעת הגזירה יש לדאוג להמצאות דבש על גבי היריעה הלבנה אותה מניחים על הפצע. ניתן להשתמש בשארית החבישה במידה וסוגרים אותה היטב בתוך אריזת הפלסטיק השקופה ואת אריזת הפלסטיק השקופה בתוך אריזת הכסף החיצונית.
- יש לקבע את החבישה באמצעות חבישה דביקה, גאזה או בכל חבישה משנית אחרת.
- החלפת יריעת Revamil® Melginate בתדירות של 1-4 ימים בהתאם לכמות ההפרשה.



### Revamil® Balm משחה לטיפול ולהגנה על העור בשילוב עם דבש

מתאים לטיפול בפצעים אקוטיים, שטחיים.  
ליחוח כף רגל סוכרתית.  
טיפול בעור סדוק ויבש.  
לכוויות דרגה I - כולל כוויות כתוצאה מהקרנות.  
מתאים לשימוש ביתי כעזרה ראשונה.

#### הוראות שימוש:

- יש לנקות את הפצע היטב וליבש בעדינות.
- יש למרוח שכבה אחידה של המשחה על כל שטח הפצע או העור הפגוע.
- יש להספוג היטב את המשחה בתוך העור.
- ברוב המקרים, אין צורך בחבישה משנית. בפצע אקוטי/כוויה ניתן להניח מעל גאזה כחבישה משנית.
- ניתן למרוח Revamil® Balm מספר פעמים ביום לפי הצורך, עד לריפוי מלא של העור.

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט כללית	מק"ט מאוחדת
REVAMIL GEL 18G	1	13403	13403	D78115	1000075558	682207
REVAMIL BALM 15G	1	48240		D78120		
REVAMIL WOUND DRESSING 10X20	5	13418		D78110		682208
REVAMIL WOUND DRESSING 8X8	7	13414				
REVAMIL WOUND DRESSING 5X5	10	13413				
REVAMIL MELGINATE 10X10	5	63020				682248
REVAMIL MELGINATE 5X5	5	80597				
REVAMIL COLLAGEN 5X5	3	63060				682247