











## התוויה:

פצעים שטחיים ועמוקים עם הפרשה בינונית-גבוהה משמשת כחבישה משנית

## תיאור המוצר:

חבישת FOAM לספיחת הפרשות וכליאתם בחבישה תוך שמירה על סביבת פצע לחה. ללא חשש למסרציה החבישה מורכבת משתי שכבות:

- 1) פוליאוריתן הידרופילי נושם בעל יכולת ספיגה גבוהה.
- 2) שכבת הגנה עליונה ודקה אינה חדירה למים ומזהמים חיצוניים החבישה ללא שוליים דביקים ניתנת לגזירה

## מגיעה במספר תצורות אנטומיות ייחודיות:

PEG - מיועדת לספיגת הפרשות מטרכאה, נקזים ו- ASKINA® TRACHEA (עקב, מרפק, אשכים) -ASKINA® HEEL ASKINA® SACRUM - מותאמת לסקרום ולטרוכנטר

## אופן השימוש:

- יש לגזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע (רק חבישות ללא שוליים) (1
- יש להניח את הצד הסופג על מיטת הפצע ובמידת הצורך לקבע את החבישה.
  - (3) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים.

מק״ט ישראל	מק״ט	מק״ט	מק״ט	מק״ט כללית	קוד	כמות	שם פריט
	מאוחדת	לאומית	מכבי		ירפא	באריזה	
3800411010	682222		15843	1000055695	15843	10	ASKINA FOAM 10X10CM
3800411017		D78105	81435	1000067248	81435	10	ASKINA FOAM 10X20CM
					56778	5	ASKINA FOAM 20X20CM
3100215496	682221			1000067246	8121	10	ASKINA FOAM BORDER 16X16CM
				1000055688	15844	5	ASKINA FOAM BORDER SACRUM 18x20CM
		D78100		1000055689	81441	5	ASKINA HEEL 225CM
	682244	D90083		1000055690	81438	10	ASKINA TRACHEA 9.5X8.5CM
					81436	10	ASKINA FOAM CAVITY 2.5X4CM



יבוא ושיווק: -C.W.T טיפול בפצעים כרוניים בע"מ, הגפן 84 מושב גמזו -C.W.T יבוא ושיווק: -C.W.T טלפון: -C.W.T טלפון: -C.W.T | 08-9287778