

Askina® DresSil חדש



חבישת סילקון + Foam דביקה עם או ללא שוליים דביקים

התוויה:

פצעים שטוחים ועמוקים עם הפרשה בינונית-גבוהה אידאלי לאזור תורם שימוש כחבישה משנית

תיאור המוצר:

מורכבת משלוש שכבות:

- (1) ציפוי הגנה מפוליאוריתן נושם המספק הגנה מנוזלים ומזהמים חיצוניים
- (2) שכבת קצף הידרופילית רכה נוחה בעלת כושר ספיגה גבוה
- (3) שכבת סיליקון דביקה מחוררת המאפשרת מעבר הפרשות, הדבקה בטוחה והסרה אט-ראומטית ללא חשש לפגיעה בגרנולציה והאפטליזציה.

מגיעה גם במספר תצורות אנטומיות ייחודיות:

- ASKINA® DRESSIL HEEL - מותאמת למבנה אנטומי עגול (עקב, מרפק, אשכים)
- ASKINA® DRESSIL SACRUM - מותאמת לסקרום ולטרוכנטר

אופן השימוש:

- (1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב
- (2) אין צורך בקיבוע נוסף (גם החבישה ללא שוליים נצמדת לפצע באופן מיטבי)
- (3) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA DRESSIL 5X7CM	10	56770					
ASKINA DRESSIL 10X10CM	10	48970					
ASKINA DRESSIL 15X15CM	10	56767					
ASKINA DRESSIL 10X20CM	10	48971					
ASKINA DRESSIL 20X20CM	5	56768					
ASKINA DRESSIL BORDER 6X6CM	10	82357					
ASKINA DRESSIL BORDER 7.5X7.5CM	10	56775					
ASKINA DRESSIL BORDER 10X10CM	3	56772					
ASKINA DRESSIL BORDER 10X10CM	10	56771					
ASKINA DRESSIL BORDER 15X15CM	10	56773					
ASKINA DRESSIL BORDER 20X20CM	5	56774					
ASKINA DRESSIL SACRUM 16X17.5CM	5	56776					
ASKINA DRESSIL HEEL 22X21.6CM	5	82395					