

Actreen® Mini Set

אקטרין® מיני סט

Actreen® Mini Set אקטרין® מיני סט



אקטרין® מיני סט היא ערכת צנתר מוכנה לשימוש, סטרילית, מכילה חומר סיכה. הצנתר מוצמד לשקית לאיסוף מידי של שתן, בכל מקום.

התוויה: מיועד לצנתור עצמי לסירוגין, לטיפול באצירת שתן ואי שליטה במתן שתן בנשים.
התווית נגד: בעת הפקת עלון זה לא ידוע על התווית נגד.

הוראות שימוש



פתחי את הערכה המקופלת על-ידי הסרת המדבקה הלבנה הנמצאת מאחור. **א**

הכנה:



- 1 - הקפידו לשטוף את הידיים לפני ואחרי הצנתור, ונקי את האזור המקיף את פתח השופכה.
- 2 - לפני פתיחת הצנתר, בדקי שהשקיק שלם ובחני אותו (ויזואלית ובאמצעות מגע), כמו כן, בדקי את הצנתר כדי לוודא שחומר הסיכה מפוזר באופן אחיד.
- 3 - פתחי את הצנתר על ידי קריעת והסרת כיסוי המגן עם סימן החיתוך. **ב**
- 4 - אחזי את הצנתר בחלק המחובר ללא מגע בצנתר עצמו.

תהליך הצנתור:



- 5 - עם די אחת, הפרידי את שפתי הפות, ועם היד השנייה, החדירי בעדינות את הצנתר דרך פתח השופכה לתוך השופכה **ג** וכלפי מעלה לתוך שלפוחית השתן, עד ששטן מתחיל לזרום לתוך השקית.
- 6 - לחצי ידני על החלק התחתון של הבטן לקראת סוף תהליך הצנתור יבטיח ששלפוחית השתן תתרוקן לחלוטין.
- 7 - כאשר שלפוחית השתן ריקה לחלוטין, משכי בעדינות את הצנתר החוצה.

ריקון:



- 8 - כדי לרוקן את השקית, קרעי אותה לאורך הקו המסומן בנקודות הנמצא בחלקה העליון. **ד**
- על מנת להשליך את אקטרין® מיני סט באופן דיסקרטי, קפלי חזרה את הערכה והדביקי שוב את המדבקה לסגירה. **ה**
לאחר מכן השליכי את הצנתר בהתאם לנהלים המקומיים הנוכחיים.

אמצעי זהירות



צנתור עצמי חייב להתבצע רק ביעוץ רפואי ורק בהתאם להנחיות הניתנות.
אזהרה: שימוש חוזר באבזרים המיועדים לשימוש חד-פעמי עלול לסכן את המטופל או המשתמש.
שימוש כזה עלול להוביל לזיהום ו/או לפגיעה ביעילות.
זיהום ו/או יעילות מוגבלת של האבזר עלולים לגרום לפציעה, למחלה או למוות של המטופל

אמצעי אחסון

יש להימנע מלחות ושמש ישירה, זמן מדף שנתיים.
אזהרה: אין להשתמש אם האריזה פתוחה או פגומה.

יצרן: ב. בראון מדיקל צרפת
כתובת יצרן: 204 אבני דו מרשל ג'ואה 92107 בולון סדקס, צרפת

יבואן ובעל הרישום: סי. דבליו. טי – טיפול בפצעים כרוניים בע"מ
כתובת יבואן: הגפן 84, מושב גמזו 73130 / ישראל / 08-9287778 / www.cwt.org.il

באישור משרד הבריאות
מספר רישום בפנקס האמ"ר: 24360012