

# Askina® Gel



הידרוג'ל: מים סטריליים, גליצרול, ג'ל ופולימר אקרילי.

## התוויה:

פצעים יבשים ונקרוטים, פצעים עם הפרשה מועטה.

## תיאור המוצר:

מרקם ג'ל שקוף צמיגי ומרוכז במיוחד המקנה לחות מתמשכת לפצע ומסייע בהטרייה אוטוליטית.

## אופן השימוש:

- 1) יש למרוח על מיטת הפצע ו/או למלא את חלל הפצע
- 2) יש צורך בחבישה משנית בהתאם לבחירת המטפל
- 3) החלפה בהתאם לכמות ההפרשות

BR031/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA GEL 15g	10	81420					3800410912
ASKINA GEL 100g	1						